



METRONOM C

Mit Speicherplatz für Bioinformationen

Unterstützung der
Regulationsfähigkeit
und Stimulierung
der Abwehr mit Hilfe
von Frequenzen und
Bioinformationen

Das **METRONOM C** ist eine Art Zwillingbruder unseres **METRONOM solar** Gerätes. Es hat mit seinen fünf Programmen

-  Frequenzdurchlauf mit Zapperfunktion
-  33 Hz, anregend
-  7,8 Hz, ausgleichend
-  3,0 Hz, beruhigend
-  1,2 Hz für Elektrosensibilität

exakt die gleichen Anwendungsmöglichkeiten wie das **METRONOM solar**. Sie können sein pulsierendes elektromagnetisches Feld je nach Bedarf z.B. bei **Konzentrationsmangel**, **Elektrosensibilität**, **Abgeschlagenheit** oder zur Unterstützung eines **erholsamen Schlafes** einsetzen. Lesen Sie hierzu auch die Informationsbroschüre über das **METRONOM solar**.

Das **METRONOM C** generiert neben den weiteren einstellbaren Frequenzen den Hauptwert der **Schumannfrequenzen** von 7,8 Hz (Yang-Signal) sowie die **Geomagnetfrequenzen** (Yin-Signal). Zusätzlich werden auch die **Solarfrequenzen** abgegeben. Informationen zu Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen finden Sie auf der Innenseite des Prospektes.

Das METRONOM C...

Speicherplatz für
digitale Information

gehört zur sogenannten **C-Generation** der AMS Magnetfeldgeräte und unterscheidet sich vom **METRONOM solar** dadurch, dass es über einen Speicherplatz verfügt, auf dem digitale Bioinformationen (**BIOWAVES**) als Einzel- oder Komplexmittel abgelegt werden können.

Kombination mit
Großgerät und PC

muss zur Nutzung des Speicherplatzes an ein Großgerät der C-Generation (**MEDISEND® super III / MEDISEND®super C** oder **WAVE TRANSFER C**) im Zusammenhang mit der **AMScomsystem** Software angeschlossen werden. Diese Großgeräte werden von Therapeuten genutzt.

analoge und digitale
Substratübertragung

überträgt per Knopfdruck mit jedem seiner fünf Programme die **gespeicherte digitale Information (BIOWAVE als Einzel- oder Komplexmittel)** mit dem abgegebenen pulsierenden Magnetfeld.

kann mit Hilfe des mitgelieferten **Ampullenhalters** natürlich auch wie das **METRONOM solar** ohne digitalisierte Information zur **Übertragung von analogen Substraten** genutzt werden. Das Magnetfeld wird auch hier als Transportschiene genutzt.

Einige Therapeuten, die mit einem unserer Großgeräte im Zusammenhang mit dem **AMScomsystem** arbeiten, stellen ihren Patienten für die Heimanwendung ein **METRONOM C** lei- oder mietweise zur Verfügung. Manche unserer Kunden, die einen solchen Therapeuten besuchen, lassen sich von ihm ihre individuell ausgetesteten Informationen auch auf das eigene **METRONOM C** übertragen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Therapeuten in der Nähe sind, der mit unseren Geräten arbeitet, schauen Sie doch auf unserer Webseite in die Therapeutenliste: www.ams-ag.de → Termine und Informationen → Therapeuten finden

Wenn Sie sich als Therapeut in dieser Liste aufnehmen lassen möchten, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns darauf.



METRONOM C



Mit Frequenz-
durchlauf für
Zapperfunktion
und Speicherplatz
für Bioinformationen

Symbol und chin. Element	Frequenz	Anwendungsbeispiele
Erde	Frequenz- durchlauf 1000 - 1 Hz	Basisprogramm <ul style="list-style-type: none"> Stabilisierung und Harmonisierung des Organismus Unterstützung der Abwehr Zapperfunktion durch die Oberwellen bis in den MHz-Bereich
Feuer	33 Hz	anregend <ul style="list-style-type: none"> setzt Energie frei nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel
Holz	7,8 Hz Hauptwert Schumann- frequenz	ausgleichend / stabilisierend <ul style="list-style-type: none"> schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration die Schumannfrequenz ist unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“ Energetisierung von wasserhaltigen Lebensmitteln, indem Sie das Gerät etwa eine Minute lang daneben legen
Metall	3,0 Hz	beruhigend / entspannend <ul style="list-style-type: none"> begünstigt Entspannung und Schlaf, unterstützt bei Nervosität und Schlafstörungen
Wasser	1,2 Hz	Elektrosensibilität <ul style="list-style-type: none"> unterstützt bei Sensibilität auf Elektrosmog fördert Entspannung und Abwehrkräfte

Technische Daten:

- Magnetfeld-
frequenzen:** 1,2 / 3,0 / 7,8 / 33 Hz sowie
Frequenzdurchlauf von 1000 - 1 Hz
- Batterien:** 9 Volt Blockbatterie
- Gewicht:** 127 g
- Größe:** 2,5 x 7,6 x 11 cm
(ohne Ampullenhalter)
- Lieferumfang:** Gerät mit Batterie, Ampullenhalter,
drei Glasampullen, Klettbandage,
Gebrauchsanweisung
- Garantie:** 2 Jahre

Preis:

- Preis netto:** 494,96 €
Preis inkl. MwSt.: 589,-- €
Versandkosten: 7,-- €

589,- €

Bestell-Nr. 107



Die von **Dr. Ludwig®** entwickelten Geräte erkennen Sie an dem **Pfeilsymbol**. Dieses Symbol steht für die Erzeugung eines elektromagnetischen Biofelds, das der ungestörten Natur nachempfunden ist. Das Frequenzspektrum der 64 lebenswichtigen Spurenelemente wird durch ein weltweit einzigartiges Verfahren erzeugt.

Kaufen Sie das METRONOM C ohne Risiko!



Nach dem Kauf haben Sie ein **90tägiges Rückgaberecht mit einer Geld-zurück-Garantie**. Dies ist auf der Rechnung vermerkt. Senden Sie uns das Gerät innerhalb dieser Frist in einwandfreiem Zustand zurück, erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis (abzüglich der Versandkosten).

AMS GmbH

Advanced Medical Systems
Hauptstraße 26 • D-97990 Weikersheim
Tel. +49 (0)79 34 / 99 34 89-0
info@ams-ag.de • www.ams-ag.de

Zahlungsmöglichkeiten:

- Bankeinzug/
Vorkasse** (3% Skonto)
- Nachnahme** (3% Skonto zzgl. 2,50 €
Nachnahmegebühr)
- Kreditkarte** (Master/Visa)
- PayPal**

Bestellen Sie ...

telefonisch 0 79 34 / 99 34 89 - 0
oder in unserem Onlineshop
www.ams-ag.de

Danke